


念珠球菌(抗原) 检测试剂盒



2008. 02. 29

济南杏恩生物科技有限公司

临床检验

- 传统检验方法

- 悬滴法

- 采阴道分泌物

- 做涂片在显微镜下找芽胞或菌丝




- 培养法

- 乳胶凝集法(多克隆抗体与念珠菌的甘露聚糖反应)

- 配套检查

- 血糖/ 尿糖

- 阴道滴虫检查



念珠球菌（抗原）试剂盒

（胶体金法）

包装: 100人份/盒 (50条/筒x2)

样品缓冲液: 100ml/瓶

效期: 12个月

保存: 2-30℃




总公司: 杏恩生物科技股份有限公司 (台北)

● 生产场: 济南杏恩生物科技有限公司

● 生产许可证: 鲁食药监械生产许20050092号

● 产品注册证: 鲁食药监械(准)字2008第2400065号

念珠球菌（抗原）试剂盒（胶体金法）



念珠球菌（抗原）试剂盒 (胶体金法)

- 原理:

- 特异性单克隆抗体, 抗体/抗原免疫法检测

- 检测:

- 致病性念珠球菌

- 特异性片段:

- 白色念珠球菌表面細胞的

- 酵母甘露露蛋白(C. Alb mannoprotein)

- 片段 mp58

- 具有感染及传染力的片段

- 特异性>95%

- 敏感度>95%

念珠球菌 (抗原) 试剂盒 (胶体金法)

- 样品采集

- 女性

- 灭菌的棉花棒采取阴道分泌物



- 2-8℃保存或室温 6~8小时.

- 男性

- 以无菌棉花棒取龟头分泌物

简易操作

样品: 分泌物 (棉棒)



结果:

判读: 阳性 阴性 重测

